

Поликлональное Антитело Против Tin2/Tinf2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bsi4

Артикул: CM0027415



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TIN2/TINF2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований шелтеринового комплекса и биологии теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против TIN2/TINF2
Примечания/Альтернативные названия	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26277
GeneID	26277
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 202-451 человеческого TIN2/TIN2/TINF2 (NP_001092744.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BSI4
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом