


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Anti-Tin2/Tinf2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9BSi4

Артикул: CM0005465



введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела против Anti-TIN2/TINF2 для WB, ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами; нацелены на TERF1-interacting nuclear factor 2, компонент шелтерного комплекса, регулирующий длину и защиту теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIN2/TINF2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26277
GeneID	26277
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-309 человеческого TIN2/TINF2 (Q9BSI4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BSI4
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	С ледяным пакетом