

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tiparp Для Wb, Elisa — Q7Z3E1

Артикул: CM0016889

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого TIPARP (PARP7), валидированное для WB и ELISA; также реагирует с белком мыши. Идеально подходит для изучения моно-АДФ-рибозилирования, передачи сигналов AHR и модификаций ядерных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIPARP Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PARP7; ARTD14; pART14; TIPARP
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	25976
Идентификатор гена	25976
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 441-657 человеческого TIPARP (NP_056323.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q7Z3E1
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом