

Кроличье Моноклональное Антитело Против Tlrap Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P58753

Артикул: CM0008618



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против TIRAP для вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Распознает TIRAP человека, мыши, крысы. Изучите его роль в передаче сигналов TLR и врожденном иммунном ответе. Поставляется в жидкой форме, доставляется с пакетом со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против TIRAP
Примечания/Альтернативные названия	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	114609
ID гена	114609
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 белка TIRAP человека (P58753).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P58753
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	С пакетом со льдом