

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tirap Для Ihc-P, Elisa - P58753

Артикул: CM0022833



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий TIRAP (Mal), валидированные для применения в IHC-P и ELISA. Идеальны для изучения врожденного иммунитета, сигналинга TLR2/4 и RAGE, а также воспалительного ответа. SWISS: P58753.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против TIRAP
Примечания/Альтернативные названия	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	114609
GeneID	114609
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-221 человеческого TIRAP (NP_001034750.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P58753
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом