

Поликлональное Антитело Кролика Против Tlrap Для Wb, If/Icc, Elisa - P58753

Артикул: CM0016161



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TIRAP (Mal/MyD88-2), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета и сигнальных путей TLR/IL-1R.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TIRAP Rabbit pAb
Примечания/алиасы	Mal; wyatt; BACTS1; MyD88-2; TIRAP
Вид	Человек
GeneID (человек)	114609
GeneID	114609
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-221 человеческого TIRAP (NP_001034750.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P58753
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом