

Кроличье Моноклональное Антитело Против Тканевого Фактора/Фактора Свертывания Iii (Cd142) Для Вестерн-Блоттинга - P13726

Артикул: CM0006607



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого тканевого фактора (фактор свертывания III, CD142). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Идеально для исследований гемостаза и свертывания крови.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против фактора свертывания III/Тканевого фактора
Примечания/Альтернативные названия	TF; TFA; CD142; Фактор свертывания III/Тканевой фактор
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2152
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 34-251 человеческого фактора свертывания III/Тканевого фактора. (NP_001984.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13726
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом