


Антитела К Титину (Ttn) Поликлональные Кроличы Для If-P И Ифа - Q8Wz42

Артикул: CM0020511



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого титина (TTN), подходящие для IF-P и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Полезны для изучения структуры саркомера, кардиомиопатии и мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTN кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TMD, CMH9, CMD1G, CMPD4, CMYP5, EOMFC, HMERF, MYLK5, SALMY, LGMD2J, LGMDR10, TTN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7273
ID гена	7273
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 5347-5604 человеческого TTN (NP_596870.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8WZ42
Молекулярный вес белка	3816 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент