

Поликлональное Антитело Anti-Tjp2 Для Wb, Ip, Elisa — Q9Udy2

Артикул: CM0018549



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого TJP2 (ZO-2), валидированное для WB, IP и ELISA. Перекрёстно реагирует с человеческим и мышинным белками.

Нацелено на белок плотных контактов ZO-2, участвующий в клеточной адгезии и передаче сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TJP2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ZO2; X104; FHCA1; PFIC4; DFNA51; DUP9q21.11; C9DUPq21.11; TJP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9414
GeneID	9414
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 951-1190 человеческого TJP2 (NP_004808.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UDY2
Молекулярная масса белка	134 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом