

Моноклональное Антитело Против Tkt/Транскетолазы Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P29401

Артикул: CM0005191



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой ТКТ/Транскетолазы (P29401), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения пентозофосфатного пути и метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Валидировано] ТКТ/Транскетолаза Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ТК; ТКТ1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7086
ID гена	7086
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 281-380 человеческой ТКТ/Транскетолазы (NP_001055.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29401
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом