

Моноклональное Антитело Против Anti-Tle1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q04724

Артикул: CM0008832



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против TLE1, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для исследований экспрессии генов, клеточной сигнализации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLE1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7088
GeneID	7088
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого TLE1 (Q04724)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04724
Молекулярный вес белка	83 кДа
Доставка	Сумка со льдом