

Кроличье Моноклональное Антитело Против Tle2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q04725

Артикул: CM0004880

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого TLE2 (белок-усилитель, подобный трансдуцину 2). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши, крысы. Подходит для исследования сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против TLE2
Примечания/Альтернативные названия	ESG; ESG2; GRG2; TLE2
Вид	Человек
ID гена	7089
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-138 человеческого TLE2 (NP_003251.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04725
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом