

Моноклональное Антитело Против Tle4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q04727

Артикул: CM0007485

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого TLE4, реактивное в отношении человека и мыши. Валидировано для WB и ИФА, идеально подходит для исследований транскрипционной репрессии и сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TLE4 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
Вид	Человек
ID гена	7091
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-138 человеческого TLE4 (NP_001269677)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q04727
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодильный пакет