

Поликлональное Антитело Против Tlk1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Uki8

Артикул: CM0013023

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого TLK1 (PKU-beta), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований клеточного цикла, репарации повреждений ДНК и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против TLK1
Примечания/синоним	PKU-beta; TLK1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9874
Идентификатор гена	9874
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-230 человеческого TLK1 (NP_036422.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UKI8
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом