

Анти-Tlr2 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Артикул: CM0012094



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против TLR2, валидированное для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Подходит для образцов человека и мыши. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLR2 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	TIL4; CD282
Вид	Человек
GeneID	7097
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 290-390 человеческого TLR2 (NP_003255.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60603
Молекулярный вес белка	90кДа
Доставка	Сумка со льдом