


Кроличье Моноклональное Антитело Против Tlr2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Артикул: CM0002928



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против TLR2 (O60603) для применения в Вестерн-блоттинге, IF/ICC, IF-P и ELISA, перекрестно реагирующее с человеческим и мышинным белком. Подходит для изучения врожденного иммунитета, сигналинга TLR2 и путей бактериальной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против TLR2
Примечания/Алиасы	TIL4; CD282; TLR2
Вид	Человек
ID гена	7097
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-784 человеческого TLR2 (NP_003255.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция (IF/ICC, IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60603
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом