

Анти-Tlr2 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - O60603

Артикул: CM0028811



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против TLR2 для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают TLR2 человека, мыши и крысы (90 кДа). Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета, инфекций и воспалений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLR2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TIL4; CD282; TLR2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7097
GeneID	7097
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 636-784 человеческого TLR2 (NP_003255.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60603
Молекулярный вес белка	90 кДа
Доставка	Сумка со льдом