

## Поликлональные Антитела Против Tlr3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - O15455

Артикул: CM0017639



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против TLR3 (TLR3 Rabbit pAb) — это поликлональные антитела, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Они распознают TLR3 человека, мыши и крысы и идеально подходят для исследований врожденного иммунитета и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Описание                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | TLR3 Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Примечания/Псевдонимы     | CD283; IIAE2; IMD83; TLR3                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)         | 7098                                                                                                                                     |
| ID гена                   | 7098                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-700 человеческого TLR3 (NP_003256.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                     |
| SWISS                     | O15455                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 104 кДа                                                                                                                                  |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                        |