


Кроличье Моноклональное Антитело Против Tlr5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60602

Артикул: CM0008840



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого TLR5, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Распознает белок TLR5 человека (~98 кДа). Подходит для исследований врожденного иммунитета и воспалительных заболеваний. O60602.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLR5 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Вид	Человек
ID гена	7100
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 258-404 человеческого TLR5 (O60602)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60602
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	В термосумке со льдом