


Поликлональная Антитела Кролика Против Tlr5 Для Вб, Игг-П, Ифа — O60602

Артикул: CM0021751



введение

Анти-TLR5 поликлональное антитело кролика, нацеленное на толл-подобный рецептор 5 человека (O60602). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-Р) и ИФА (ELISA). Данное антитело помогает в исследованиях врожденного иммунитета и воспалительных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к TLR5
Примечания/алиасы	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Вид	Человек
ID гена (человек)	7100
ID гена	7100
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 714–858 TLR5 человека (NP_003259.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60602
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом