


Анти-Tlr6 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2C9

Артикул: CM0025736



введение

Поликлональные антитела кролика против TLR6, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Распознают эндогенный TLR6 в образцах человека и мыши. Идеально подходят для исследований врожденного иммунитета и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLR6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD286; TLR6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10333
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 697-796 человеческого TLR6 (NP_006059.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y2C9
Молекулярный вес белка	92кДа
Доставка	Сумка со льдом