


Кроличье Поликлональное Антитело Против Tlr7 Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nyk1

Артикул: CM0013275



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого TLR7 (SWISS: Q9NYK1). Валидировано для WB, IF/ICC, IF-P и ELISA. Реагирует с TLR7 человека, мыши и крысы. Иммуноген соответствует внеклеточному домену (а. к. 30-230). Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLR7 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	IMD74; SLEB17; TLR7-like; TLR7
Вид	Человек
GeneID (человек)	51284
GeneID	51284
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-230 человеческого TLR7 (NP_057646.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NYK1
Молекулярная масса белка	121 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом