

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tlr8 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nr97

Артикул: CM0017573



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий TLR8, валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Обладает перекрёстной реактивностью с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета и передачи сигналов TLR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLR8 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CD288; IMD98; hTLR8; TLR8
Вид	Человек
GeneID	51311
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 849-1041 человеческого TLR8 (NP_619542.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NR97
Молекулярная масса белка	120 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом