

Поликлональное Антитело К Tlr9 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9Nr96

Артикул: CM0017129



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на толл-подобный рецептор 9 человека (TLR9/CD289). Валидировано для WB, ИHC-P и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TLR9 Rabbit pAb
Примечания/синоним	CD289; TLR9
Вид	Человек
GeneID (человек)	54106
GeneID	54106
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 414–543 человеческого TLR9 (NP_059138.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NR96
Молекулярная масса белка	116 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом