

Поликлональные Антитела Против Tlx1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P31314

Артикул: CM0016043

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TLX1, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходят для исследований развития селезенки и изучения лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TLX1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TCL3; HOX11; TLX1
Вид	Человек
ID гена	3195
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого TLX1 (NP_001182446.1's)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31314
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	В ледяном пакете