

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tm7Sf2 Для Wb И Elisa — 076062

Артикул: CM0022280

введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-TM7SF2, подходящее для применения в WB и ELISA. Реагирует с TM7SF2 человека и мыши — Δ(14)-стеролредуктазой, участвующей в биосинтезе холестерина. Идеально подходит для исследований липидного обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TM7SF2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ANG1; C14SR; NET47; DHCR14A; TM7SF2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7108
GeneID	7108
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160–250 TM7SF2 человека (NP_003264.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	076062
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом