

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tmc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8Tdi8

Артикул: CM0027354



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против TMC1, субъединицы механотрансдукционного канала. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеальны для исследований слуховой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против TMC1
Примечания/Альтернативные названия	DFNB7; DFNA36; DFNB11; TMC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	117531
GeneID	117531
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 600-700 человеческого белка TMC1 (NP_619636.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TDI8
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом