

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Tmc5 Для Wb, Elisa - Q6Uxy8

Артикул: CM0021914

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TMC5 (трансмембраноподобный белок 5). Валидировано для WB и ELISA; выявляет предполагаемый компонент ионного канала. Подходит для исследований мембранных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TMC5
Примечания/альтернативное название	TMC5
Вид	Человек
GeneID (человек)	79838
GeneID	79838
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 676-760 человеческого TMC5 (NP_079056.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6UXY8
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом