

Поликлональные Антитела К Tmed2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15363

Артикул: CM0022154



введение

Кроличьи поликлональные антитела к TMED2 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют с TMED2 человека, мыши и крысы — ключевым регулятором везикулярного транспорта и экзоцитоза GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к TMED2 (pAb)
Примечания/Синонимы	p24; P24A; RNP24; p24b1; p24beta1; TMED2
Вид	Человек
ID гена (человек)	10959
ID гена	10959
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-170 TMED2 человека (NP_006806.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15363
Молекулярная масса белка	23 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом