


Поликлональные Антитела Против Tmed9 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bvk6

Артикул: CM0026699



введение

Кроличьи поликлональные антитела против TMED9, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают TMED9 человека, мыши и крысы. Направлены на белок семейства p24, участвующий в везикулярном транспорте и удержании в аппарате Гольджи; подходят для исследований секреторного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против TMED9
Примечания/Псевдонимы	p25; GMP25; p24a2; HSGP25L2G; p24alpha2; TMED9
Вид	Человек
ID гена	54732 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-224 человеческого TMED9 (NP_059980.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BVK6
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	Сумка со льдом