

Моноклональное Антитело Против Tmeff2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Uik5

Артикул: CM0012127

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело к TMEFF2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с TMEFF2 (томорегулин-2) человека и крысы. Идеально для исследований в нейронауках и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к TMEFF2
Примечания/Альтернативные названия	TR; HPP1; TPEF; TR-2; TENB2; CT120.2; TMEFF2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23671
ID гена	23671
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 275-374 белка TMEFF2 человека (Q9UIK5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9UIK5
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом