

Кроличыи Поликлональные Антитела К Tmem100 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nv29

Артикул: CM0020424

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого TMEM100, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).
Перекрестная реакция с мышью.
Валидированы для исследовательского использования в сосудистой биологии и изучении сигнализации боли.
Трансмембранный белок 14 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMEM100 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TMEM100
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55273
GeneID	55273
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50 до С-конца человеческого TMEM100 (NP_001093110.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NV29
Молекулярный вес белка	14kDa
Доставка	Сумка со льдом