

Моноклональное Антитело Против Tmem119 Для Вб, Иф-П, Игх-П, Мультиигх, Ифа — Q4V9L6

Артикул: CM0006833

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому TMEM119 (OBIF), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, мультиплексной иммуногистохимии и ИФА. Реагирует с мишенями мыши и крысы. Подходит для исследований процессов костеобразования, микроглии и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMEM119, кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиас	OBIF
Вид	Человек
ID гена (человек)	338773
ID гена	338773
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого TMEM119
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, мультиИГХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q4V9L6
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет