

Поликлональное Антитело Против Tmem119 Для Wb, Elisa - Q4V9L6

Артикул: CM0022928

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TMEM119 (OBIF), подходящее для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. TMEM119 участвует в дифференцировке остеобластов, минерализации костной ткани и является маркером микроглии. Расчётная молекулярная масса составляет около 29 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TMEM119
Примечания/синоним	OBIF; TMEM119
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	338773
Идентификатор гена	338773
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-270 человеческого TMEM119 (NP_859075.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q4V9L6
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом