

Кроличыи Поликлональные Антитела К Tmem132D Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q14C87

Артикул: CM0015866

введение

Кроличыи поликлональные антитела к TMEM132D, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA).
Взаимодействуют с TMEM132D человека, мыши и крысы, регулятором морфологии нейронов. Идеально подходят для исследований в области нейронауки и разработки диагностических наборов in vitro.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи rAb к TMEM132D
Примечания/Псевдоним	TMEM132D; MOLT; PPP1R153
Вид	Человек
GeneID	121256
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 730-915 человеческого TMEM132D (NP_597705.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14C87
Молекулярный вес белка	122 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент