


Поликлональное Антитело Против Tmem147 Для Вб, Ифа — Q9Bvk8

Артикул: CM0019082



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому TMEM147, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения функции мультипроходного транслоконного комплекса и встраивания мембранных белков эндоплазматической сети. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMEM147 кроличье пАт
Примечания/синонимы	NEDFLPH; NIFIE14; TMEM147
Вид	Человек
ID гена (человек)	10430
ID гена	10430
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1–100 человеческого TMEM147 (NP_116024.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9BVK8
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Хладоэлемент