

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tmem176B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q3Ybm2

Артикул: CM0023799

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на TMEM176B (LR8), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белком. Подходят для исследований созревания дендритных клеток и развития мозжечка. – Q3YBM2

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMEM176B Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	TMEM176B; LR8; MS4B2; трансмембранный белок 176B
Вид	Человек
ID гена	28959
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-65 человеческого TMEM176B (NP_001094781.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q3YBM2
Молекулярная масса белка	25кДа/29кДа
Условия доставки	В пакете со льдом