

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tmem176B Для Вб, Ифа - Q3Ybm2

Артикул: CM0018922

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого TMEM176B (LR8, MS4B2). Валидирована для ВБ и ИФА; реагирует с белками человека и мыши. Подходит для исследований созревания дендритных клеток и развития зернистых клеток мозжечка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMEM176B кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	LR8; MS4B2; TMEM176B
Вид	Человек
ID гена	28959
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 148-208 человеческого TMEM176B (NP_054739.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q3YBM2
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет