

Поликлональное Антитело Против Tmem18 Для Вб, Ифа — Q96B42

Артикул: CM0023418

введение

Кроличье поликлональное антитело к TMEM18, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека и крысы. Подходит для изучения репрессии транскрипции, клеточной миграции и функций связывания с ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMEM18 Кроличье пАнт
Примечания/псевдонимы	IncND; TMEM18
Вид	Человек
ID гена (человек)	129787
ID гена	129787
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 40–100 белка TMEM18 человека (NP_690047.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q96B42
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодильный пакет