

Моноклональное Антитело Против Tmem192 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8ly95

Артикул: CM0002736

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого TMEM192, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с образцами человека и крысы. Идеально подходит для изучения мембранных белков лизосом и поздних эндосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб против TMEM192
Вид	Человек
Идентификатор гена	201931
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-271 человеческого TMEM192 (NP_001093859.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8IY95
Молекулярный вес белка	31 кДа
Доставка	Сумка со льдом