


Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Tmem2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uhn6

Артикул: CM0020491



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий TMEM2 (CEMIP2) — клеточную гиалуронидазу поверхности. Валидированы для WB и ИФА, проявляют перекрестную реакцию с мышью и крысой. Подходит для исследований метаболизма гиалуронана и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMEM2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	TMEM2
Вид	Человек
ID гена (человек)	23670
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1150-1250 человеческого TMEM2 (NP_037522.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHN6
Молекулярная масса белка	154 кДа
Доставка	Холодильный пакет