

## Моноклональное Антитело Против Tmem43 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Btv4

Артикул: CM0003887

### введение

Кроличье моноклональное антитело против TMEM43 (LUMA), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах (ИГХ-П) и иммуноферментного анализа (ИФА). Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Подходит для исследований ядерной оболочки, врожденного иммунитета и слуха.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | TMEM43 Кроличье mAb                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43                                                                                     |
| Вид                                | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)                  | 79188                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-135 белка TMEM43 человека (NP_077310.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                             |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                              | Q9BTV4                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка           | 45 кДа                                                                                                                              |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                                                                                                               |