

Кроличыи Поликлональные Антитела К Tmem61 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8N0U2

Артикул: CM0021325

введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого TMEM61, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Обнаруживают трансмембранный белок массой 22 кДа, идеально подходят для исследований трансмембранных белков и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TMEM61 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	TMEM61
Вид	Человек
GeneID (Человек)	199964
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 91-210 человеческого TMEM61 (NP_872338.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N0U2
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом