

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tmf1 Для Wb, Elisa - P82094

Артикул: CM0024436

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого TMF1 (ARA160). Валидирована для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), проявляет перекрестную реактивность с мышинным белком. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и ретроградного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMF1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	TMF; ARA160; TMF1
Вид	Человек
GeneID	7110
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 900-1000 человеческого TMF1 (NP_009045.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P82094
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	Холодовая упаковка