

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Tmlhe Для Иф/Мцк И Ифа - Q9Nvh6

Артикул: CM0025352

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого TMLHE, митохондриального фермента в биосинтезе карнитина. Валидированы для ИФ/МЦК и ИФА. Нацелены на триметиллизиндигеназу; актуальны для исследований метаболизма и аутизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMLHE кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	TMLD; TMLH; BBOX2; AUTSX6; TMLHED; XAP130; TMLHE
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55217
ID гена	55217
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 167-376 человеческого TMLHE (NP_001171726.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NVH6
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка-холодильник