

Поликлональные Антитела Против Tmod1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P28289

Артикул: CM0027454



введение

Поликлональные антитела кролика к TMOD1 (P28289) — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и иммуноферментного анализа. Обнаруживают TMOD1 человека, мыши и крысы. Тропомодулин-1 каппирует остроконечные концы актиновых филаментов. Идеально подходит для исследований цитоскелета и динамики актина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMOD1 кролик pAb
Примечания/алиасы	TMOD; ETMOD; D9S57E; TMOD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7111
ID гена	7111
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-359 человеческого TMOD1 (NP_003266.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28289
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	С ледяным пакетом