

Поликлональное Антитело Кролика Против Tmod4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nzq9

Артикул: CM0027544

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий TMOD4, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. TMOD4 — это тропомодулин скелетных мышц, который кэпирует актиновые филаменты, регулируя динамику цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMOD4 Поликлональное антитело кролика (pAb)
Примечания/Алиасы	SK-TMOD; TMOD4
Вид	Человек
GeneID (человек)	29765
GeneID	29765
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-345 человеческого TMOD4 (NP_037485.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZQ9
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом