


Антитело Кролика Против Tmro (Поликлональное) - P42166 / P42167

Артикул: CM0020610



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого TMPO (LAP2). Подходит для WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Обнаруживает несколько изоформ (38-75 кДа). Идеально подходит для изучения архитектуры ядра и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TMPO кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TP; LAP2; CMD1T; LEMD4; PRO0868; TMPO
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7112
ID гена	7112
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-410 человеческого TMPO (NP_001027454.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42166/P42167
Молекулярный вес белка	38kDa/50kDa/75kDa
Доставка	Сумка со льдом