

Поликлональные Антитела Против Tmprss11A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q6Zmr5

Артикул: CM0025350



введение

Кроличьи поликлоральные антитела к TMPRSS11A — сериновой протеазе, участвующей в клеточном старении. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMPRSS11A кроличья пАт
Примечания/алиасы	HESP; ECRG1; NATL1; TMPRSS11A
Вид	Человек
ID гена	339967
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 300-421 человеческого TMPRSS11A (NP_872412.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6ZMR5
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом