

Поликлональные Антитела Против Tmprss11A Для Вб, Ифа - Q6Zmr5

Артикул: CM0013843



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TMPRSS11A, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований старения клеток и рака пищевода. Прогнозируемая молекулярная масса — 47 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TMPRSS11A кроличьи поАт
Примечания/псевдонимы	HESP, ECRG1, HATL1, TMPRSS11A
Вид	Человек
ID гена (человек)	339967
ID гена	339967
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 300–421 человеческого TMPRSS11A (NP_872412.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6ZMR5
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	С холодильным пакетом